



<b>Όνομα Προϊόντος</b>	Υγρά Απολυμαντικά Μαντηλάκια MAM
<b>Κωδικός</b>	432
<b>Οδηγίες χρήσης</b>	<p><b>Οδηγίες χρήσης:</b></p> <p>Σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε με ένα υγρό απολυμαντικό μαντηλάκι MAM. Θα δημιουργηθεί ένας αφρός, που σας βοηθάει να αναγνωρίσετε την περιοχή που έχει ήδη καλυφθεί. Αφήστε τον αφρό να δράσει τουλάχιστον για 60 δευτερόλεπτα.</p> <p>Μετά τη χρήση σφραγίστε προσεκτικά τη συσκευασία. Σε περίπτωση που τα μαντηλάκια στεγνώσουν η επίδρασή τους στα αντικείμενα δεν είναι επαρκής. Αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το στόμα πρέπει μετά την απολύμανσή τους να στεγνώσουν καλά.</p> <p>Τυχόν υπολείμματα υγρού δεν είναι ανθυγιεινά.</p> <p>Φυλάξτε τα μαντηλάκια μακριά από παιδιά.</p> <p>Τα μαντηλάκια δεν είναι μωρομάντηλα και δεν προορίζονται για προσωπική χρήση.</p> <p><b>Instructions for use:</b></p> <p>For cleaning, wipe dirt off the surfaces with MAM Hygiene Wipes.</p> <p>For disinfection, thoroughly wipe the surfaces with a MAM hygiene wipe. The surface must be covered with the disinfectant.</p> <p>If the dirt is visible, first clean it off using a MAM Hygiene Wipe to ensure complete disinfection.</p> <p>Leave the residual fluid for at least 60 seconds to ensure bactericidal disinfection.</p> <p>Gentle on skin with “very good” germatological rating from Dermatest (Münster).</p> <p>Any residue on cots or changing mats are dermatologically safe for human skin.</p> <p>After cleaning, wipe dry any objects that come into contact with baby’s mouth.</p> <p>Any remaining fluid is harmless.</p> <p>Reseal packaging after use. Disinfection is not guaranteed if wipes dry out.</p> <p>Keep cleaning and disinfectant products out of reach of children.</p>
<b>Λοιπές πληροφορίες</b>	<p>Τα μαντηλάκια έχουν ημερομηνία λήξης 3 χρόνια από την παραγωγή τους</p> <p>Προϊόν ελεγμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EN 1276, 13697, 1650, 13727, 13624, 16615, VAH.</p> <p>Κατασκευάζονται στη Γερμανία.</p> <p>Expiry date: 36 months from date of manufacture.</p> <p>Medical device, tested and certified in accordance with EN 1276, 13697, 1650, 13727, 13624.</p> <p>Produced in Germany.</p>